

SABC(兔 IgG)-FITC 说明书

货号 : AC15838

产品内容:

封闭液 (5% BSA)	10ml
Bio-羊抗兔 IgG 浓缩液	100ul
SABC-FITC 浓缩液	100ul
稀释液	30ml
抗荧光衰减封片剂	10ml

保存:

如果长时间不使用, 请将所有试剂存放于-20℃, 如经常使用, 可将封闭液, 稀释液和抗荧光衰减封片剂存放于 2-8℃ 以方便使用。

产品简介:

本试剂盒适合于一抗为兔 IgG 来源的免疫组化实验., FITC 荧光检测。

SABC 是专为免疫组化和其他免疫检测而设计的, 用以显示组织和细胞中抗原分布。链霉亲和素(StreptAvidin)是一种从链霉菌中提取的蛋白质, 同亲和素一样, 对生物素有极高的亲和力, 亲和素是一个碱性蛋白质 (IP=10), 经改造后可以转变成中性蛋白质。链霉亲和素等电点接近中性, 对组织和细胞的非特异吸附很低, 基于链霉亲和素的免疫组化方法背景很低。SABC 即 StreptAvidin—Biotin Complex, SABC 大约可形成一百个左右的 FITC 和五十个左右的链霉亲和素所构成的复合物。大量的 FITC 将保证 SABC 具有很高的敏感性。

操作步骤: (微量试剂请离心后使用)

以石蜡切片热修复为例

1. 切片常规脱蜡至水。

2. 可选步聚:

a、热修复抗原, 将切片浸入 0.01M 柠檬酸钠缓冲液 (PH6.0), 电炉或微波炉加热至沸腾后断电, 间隔 5-10min 后, 反复 1-2 次。冷却后 PBS (pH7.2-7.4) 洗涤 1-2 次。

b、酶消化, 滴加消化液, 37℃ 10min, PBS (pH7.2-7.4) 洗涤 2-3 次。

c、跳过此步, 直接进入下一步。

3. 滴加 5% BSA 封闭液, 室温 20 分钟。甩去多余液体, 免洗。

4. 用稀释液将一抗按一定比例稀释 (稀释后的一抗 4℃ 可保存一周), 也可另行购买抗体稀释液。滴加稀释的一抗, 37℃ 孵育 1h 左右或 20℃ 2h 左右, 也可 4℃ 过夜。PBS (pH7.2-7.4) 洗涤 3 次, 每次 2min (一抗的稀释度、孵育时间和温度与染色强度、背景有直接关系。一般来说, 阳性染色强度不够时, 可提高一抗浓度和延长孵育时间; 背景过高时, 可降低一抗浓度和缩短孵育时间)。

5. 根据使用量, 用稀释液将 Bio-羊抗兔 IgG 浓缩液按 1:100 稀释成工作液 (1ml 稀释液加入 10ul Bio-羊抗兔 IgG 浓缩液, 混匀即成工作液, 此工作液 4℃ 可保存一周)。滴加 Bio-羊抗兔 IgG 工作液, 20-37℃ 孵育 30 分钟。PBS (pH7.2-7.4) 洗涤 3 次, 每次 2min。

6. 根据使用量,用稀释液将 SABC-FITC 浓缩液按 1:100 稀释成工作液(1ml 稀释液加入 10ul SABC-FITC 浓缩液,混匀即成 SABC-FITC 工作液,此工作液 4℃可保存一周)。滴加 SABC-FITC 工作液,20-37℃孵育 30min(避光)。PBS (pH7.2-7.4)洗涤 4 次,每次 5min。

7. 滴加抗荧光衰减封片剂封片。荧光显微镜观察。

对于细胞爬片,固定后,PBS 漂洗两次,再用 0.5% Trxiton X-100 室温孵育 20min, PBS 漂洗两次,接上述第 3 步。

对于冰冻切片,固定后,PBS 漂洗两次,再接上述第 2 步。

注意事项:

如果背景过高,在 SABC 反应之后,用加有 0.01%—0.02% TWEEN-20 的 PBST (pH7.2-7.4) 洗涤切片 4 次,PBS 洗 2 次,然后封片观察。