

## AF 固定液

货号：AC11731

规格：500mL

保存：室温，避光保存，有效期1年

### 产品介绍：

固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。乙醇福尔马林固定液主要由乙醇、福尔马林组成，该固定液属于脱水-交联固定剂，在辨认特定抗体的免疫组化反应中能产生极好的结果，也有利于含有多量脂肪的大样本固定。

### 操作步骤：(仅供参考)

根据实验具体要求操作。一般标本固定时间控制 1-4h/mm，大多数在 4-24h，大标本应适当延长固定时间。

### 注意事项：

1. 乙醇福尔马林固定液有一定刺激性和腐蚀性，请在通风环境下小心操作。
2. 组织取材的厚度不同，固定时间也不同。常规活检组织比较适合厚度为 2-4mm，一般不超过 6mm。对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
3. 温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
4. 取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。