

橘黄G6染色液

货号: AC11663

规格: 100mL/500mL

保存: 室温, 避光保存, 有效期1年

产品介绍:

细胞学常规染色普遍使用巴氏(Papanicolaou)法。巴氏法最初仅用于检测阴道上皮雌激素水平以及生殖道念珠菌、滴虫等病原体。目前大多数实验室采用成品染液, 所以每种染液应注意其改良后的最佳条件。最终胞浆染色应透明可见, 核染色质应很容易辨别出来。目前改良的巴氏染色液含有多种离子, 具有多色性染色效能。染色后胞质鲜艳、透明性好以及核膜、核仁、染色质结构清晰。

橘黄 G6 染色液为巴氏染色液的组成成分之一, 主要由橘黄 G(Orange G)、磷钨酸等组成, 常与 EA36 或 EA50 联用使用, 可将胞浆染成颜色鲜明的绿色、蓝色和粉色。常用于妇科细胞学涂片染色如筛查宫颈癌和癌前病变, 也适用于胸水、腹水、痰液等非妇科细胞样本的染色。

操作步骤: (仅供参考)

1. 根据实验具体要求操作。
2. 橘黄G6染色液一般染色2min即可。

注意事项:

1. 所有染液均需过滤, 需经常更换染液。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。