

代谢性骨疾病固定液 (pH7.35)

货号: AC11744

规格: 500mL

保存: 室温, 避光保存, 有效期6个月

产品介绍:

固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

代谢性骨疾病固定液(pH7.35)类似于中性福尔马林固定液, 主要由甲醛、磷酸盐、去离子水组成, pH为7.35, 该固定液尤其适用于代谢性骨疾病组织的固定。

操作步骤: (仅供参考)

- 1、 根据实验具体要求操作。
- 2、 一般标本固定时间控制在 1-4h/mm, 大标本应适当延长固定时间。
- 3、 固定液用量应为骨组织的 10-20 倍。
- 4、 固定好的组织, 可在中性福尔马林固定液(10%)或 70%乙醇中长期保存。

注意事项:

- 1、 代谢性骨疾病固定液(pH7.35)有一定刺激性和腐蚀性, 请在通风较好的环境下小心操作, 避免吸入。
- 2、 温度对固定的影响很明显, 提高温度可以加速固定作用, 但温度不宜过高。
- 3、 取出新鲜组织后, 应及时固定, 无法及时固定时, 应保存于生理盐水中及时送检。
- 4、 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。