

## Muller固定液

货号：AC11749

规格：500mL

保存：室温，避光保存，有效期6个月

### 产品介绍：

固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

Muller 固定液又称 Moller 液或 Möller 液，主要由铬酸盐和硫酸盐等组成，是骨组织的特殊固定剂，不含汞等有毒物质。

### 注意事项：

- 1、 组织取材的厚度不同，固定时间也不同，对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
- 2、 温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
- 3、 取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。
- 4、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。