

## FAB固定液

货号：AC11752

规格：500mL

保存：室温，避光保存，有效期1年

### 产品介绍：

固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变，从而使酶失活。固定剂对细胞和细胞外成分发生物理改变。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

FAB 固定液，又称福尔马林溴化铵固定液，是一种酸性固定液，对大脑和脊髓等神经组织的浸银或沁金染色有良好的的媒染效果。

### 操作步骤：(仅供参考)

- 1、 根据实验的具体要求操作。厚度在 2-4mm 的组织厚片至少固定过夜，通常建议控制固定时间在 2-3 天。
- 2、 蒸馏水洗两次，每次 1 分钟，根据实验要求进行后续操作。

### 注意事项：

- 1、 FAB 固定液对人体有一定的损害，请在通风好的环境下小心操作，避免吸入。
- 2、 固定时间随样本厚度不同而变化。通常建议取材厚度为 2-4mm，一般不建议超过 6mm。
- 3、 固定时应添加足量固定液，通常建议为组织体积的 10 倍以上。如果容器容量不够，可以在固定过程中更换固定液 1-3 次。
- 4、 为了您的安全和健康，请穿戴实验服和一次性手套。