

Davidson's固定液

货号: AC11758

规格: 100mL

保存: 室温, 避光保存, 有效期1年

产品介绍:

Davidson's 固定液是一种快速固定剂, 特别适用于制备肿瘤、骨髓标本、妇科材料、多脂肪的乳腺和组织活检。也可用于睾丸活检和含脂肪淋巴结的过夜固定。此外, Davidson's 固定液是全眼固定的首选固定液, 可提供最佳的组织保存条件, 同时避免视网膜脱离。

Davidson's 固定液不包含任何染料 (如伊红), 也不含汞或其他金属。

操作步骤: (仅供参考)

1. 用 100ml 左右的固定液固定较大的样本或者几个较小的样本。取材后立即将样本投入固定液。
2. 样本在固定液中固定 1-2 天。小样本的固定不应超过 24h。
3. 固定结束后, 可将样本放入福尔马林或者 70%乙醇中保存。

注意事项:

1. 固定时应将组织完全浸没, 防止固定不均匀。
2. 组织取材的厚度不同, 固定时间也不同。
3. 如果标本特别坚硬 (如眼), 固定后可在 70%乙醇中保存 1 天, 再转移到 90%乙醇中保存 1 天, 最后在无水乙醇中保存 1 天, 以使标本更容易切割。
4. 为了您的安全和健康, 固定应在通风橱进行, 穿实验服并戴一次性手套操作。