

沙黄/藏红T水溶液 (2%)

货号: AC11839

规格: 100mL

保存: 2-8°C, 避光保存, 有效期6个月

产品介绍:

沙黄/藏红 T 水溶液 (2%) 主要由沙黄、去离子水组成, 可用于布氏杆菌染色或其他用途。

自备材料:

载玻片、盖玻片、酒精灯、光学显微镜

操作步骤: (仅供参考)

1. 涂片: 载玻片编号, 于载玻片中央滴加 2~3 滴 沙黄/藏红 T 饱和乙醇溶液, 加热至出现蒸汽, 约 0.5~1min。
2. 加盖洁净的盖玻片, 吸去多余染液, 轻轻按压制成压片。
3. 光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项:

1. 涂片之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
2. 待检细菌培养时间会影响染色, 阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解, 都常呈阴性反应。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。