

50×Denhardt's 溶液

货号：AC10996

规格：50ml

保存：-20°C保存，有效期1年。

产品简介： ACMEC 生产的 50×Denhardt's 溶液主要由 Ficoll 400、PVP、BSA 组成，主要用于单拷贝序列的 DNA 杂交、DNA 固定在尼龙膜上的杂交。ACMEC 的 Denhardt's 溶液已经过无菌处理。

使用说明：

按实验具体要求操作，或稀释于杂交缓冲液(通常是含有 SDS、变性鲑鱼精 DNA 的 SSC)中。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用，避免反复冻融。
2. 注意无菌操作，防止染菌。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。