

维多利亚蓝染色液

货号: AC11647

规格: 100ml

保存: 4℃避光, 6个月有效。

产品说明:

弹力纤维(Elastic Fiber)主要分布于人体的动脉壁、肺泡壁、皮肤,新鲜时呈黄色,折光性强。常用的弹力纤维染色法有Gomori醛品红法、间苯二酚碱性品红法、地衣红法、维多利亚蓝法、铁碘苏木素法等。维多利亚蓝是一种苯甲烷染料,可显示弹力纤维和乙型肝炎表面抗原,不易过染,染色后不易褪色。维多利亚蓝弹力纤维染色是根据Tanake维多利亚蓝法改良而来,适用于显示弹力纤维和乙型肝炎表面抗原,在临床上用于观察组织内弹力纤维是否增生或断裂崩解,从而协助诊断。

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据 **AC11652-维多利亚兰弹力纤维染色试剂盒**具体要求操作。
- 2、维多利亚蓝弹力纤维染色液的染色时间应根据具体实验而定。

注意事项:

- 1、大多数固定液均可,但含有铬盐的固定液固定后,染色较浅且容易弥散。
- 2、维多利亚蓝染色液稳定,保存时间长,并可反复使用。
- 3、维多利亚蓝染色液染色时间在24~48h之间均可,以24h居多。
- 4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。