

BS固定液

货号：AC11754

规格：500mL

保存：室温，避光保存，有效期6个月

产品介绍：

固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

BS 固定液主要由福尔马林、硫酸锌、去离子水组成，该固定液对抗原和酶有较好的保护效果，适合于绝大多数免疫组化染色的组织固定。

操作步骤：（仅供参考）

- 1、 获取新鲜样本，使用生理盐水或 1×PBS 稍洗后迅速浸入 BS 固定液中。
- 2、 一般标本固定时间控制在 1-4h/mm，大标本应适当延长固定时间。
- 3、 进行后续脱水包埋操作。

注意事项：

- 1、 组织取材的厚度不同，固定时间也不同，对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
- 2、 固定液的容量应足够，一般固定液与组织块的体积比率应大于 10:1。
- 3、 取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。
- 4、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。