



## Product Specifications

Structure:

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Name    | D-hanks(不含钙镁,含酚红) |
| EN Name |                   |
| Catalog | AH1040            |
| CAS     |                   |
| M.F.    |                   |
| M.W.    |                   |

### 产品说明:

Hank's液是生物学实验中最常用的平衡盐溶液 (Hanks Balanced Salt Solution, HBSS), 主要用于细胞培养取材时组织块的漂洗、细胞的漂洗、以及配制其他试剂等。

D-Hank's与Hank's的一个主要区别在于前者不含有钙和镁离子, 因此D-Hank's可用于配制胰蛋白酶消化液(钙镁离子可抑制胰蛋白酶活性)。缓冲液中酚红起pH指示作用。


本公司的HBSS缓冲液为即用型, 经过滤除菌, 可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤等常规用途, 使用前不必再进行稀释或过滤除菌等任何处理。

保存: 室温保存, 有效期12个月。

### 注意事项:

1. 在使用Hank's Balanced Salt Solution的过程中要特别注意无菌操作, 避免被微生物污染;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

Shanghai AcmeC Biochemical Co.,Ltd.  
1301 Rm,NO.1,1588 Wangyuan South Rd,Fengxian,Shanghai



产品仅供科研!



www.acmec-e.com



400-900-4166